

Aba História

A História do paciente é o núcleo do atendimento é onde concentra-se, de fato, o trabalho do médico podendo ser Salva parcial, possibilitando retomar a edição posteriormente,

Salvar definitivamente e ser impressa.

A impressão pode ser de uma história específica ou de todas, além de imprimir pode ser salva em PDF na sua pasta de arquivos.

Para iniciar o atendimento, aconselha-se clicar em Iniciar atendimento, mas fica a seu critério.

Inicie a história clicando no botão Novo registro.

Prontuário Notas 02/02/2024 | Z. MANAGER TESTE | PARTICULAR | CONSULTA Consulta 10 | Marcado Iniciar atendimento

Documentos digitalizados Imagens do atendimento TESTE PACIENTE TESTE

HISTÓRIA/ANAMNESE Imprimir Filtros Novo registro

HISTÓRIA/ANAMNESE ASSISTENTE SOCIAL CID's CIRURGIA DIAGNÓSTICOS EVOLUÇÃO EXAME FÍSICO LAUDOS ANTIGOS MEDICAÇÃO PARECERES PSICOLOGIA QUEIXA RECEITA RESUMO SOLICITAÇÕES Teleconsulta VACINAS

18/03/2024 (11:18) por Testes Manager Teste teste microfone

18/03/2024 (11:11) por Testes Manager Paciente recuperado...

16/06/2023 (08:44) por Testes Manager Teste temperatura

16/06/2023 (08:44) por Testes Manager Teste acentuação

Digite a História ou, caso prefira gravar, basta clicar no ícone microfone, gravar, clicar em Colar transcrição e depois editá-la utilize as ferramentas de edição, ou se preferir também é possível adicionar um documento já pronto para editá-lo.

Prontuário Notas 18/03/2024 | Manager Systems | PARTICULAR | CONSULTA | No Consultório 00 : 02 : 45 Finalizar atendimento

Documentos digitalizados Imagens do atendimento

HISTÓRIA/ANAMNESE

Grave a história do seu paciente e cole a transcrição...

18/03/2024 (11:18) por Testes Manager
Teste teste microfone

18/03/2024 (11:11) por Testes Manager
Paciente recuperado...

16/06/2023 (08:44) por Testes Manager
Teste temperatura

- Ferramentas de edição de texto.

HISTÓRIA/ANAMNESE

Calibri 11

B I U ~~ABC~~ X² X₂

Aa

Parágrafo

Normal

Página 1 de 1 100%

No final da edição, clique em Salvar parcial ou Salvar. Estas opções são definidas por usuário.



Após Salvar definitivo, não é mais permitido editar esta história. Se, por algum motivo, o médico precisar alterar a história, é necessário gravar uma **nova história** retificando a atual.


O botão Voltar, fecha o editor volta para a aba.



Note que quando a história for salva definitivamente, o ícone do cadeado é fechado e o ícone olho somente visualiza.



Edita ou Copia os dados.



Impressão da História

Para imprimir todas as histórias, clique em Imprimir.

The screenshot shows a medical history interface. At the top, there is a navigation bar with 'Prontuário', 'Notas', and a date/time filter '02/02/2024 | Z MANAGER TESTE | PARTICULAR | CONSULTA Consulta 10 | Marcado'. A button 'Iniciar atendimento' is on the right. Below the navigation bar, there are tabs for 'Documentos digitalizados' and 'Imagens do atendimento'. The main content area is titled 'HISTÓRIA/ANAMNESE' and contains a list of three records. The first record is '18/03/2024 (13:30) por Testes Manager' with the title 'Teste ManagerTeste'. The second record is '18/03/2024 (11:18) por Testes Manager' with the title 'Teste teste microfone'. The third record is '18/03/2024 (11:11) por Testes Manager' with the title 'Paciente recuperado...'. Each record has a red arrow pointing to the right and a printer icon. The 'Imprimir' button is highlighted with a red box.

Selecione o Modelo de impressão e clique em Imprimir.

The screenshot shows a dialog box titled 'Selecione o modelo de impressão'. It has a blue header with a printer icon and a close button. Below the header, there is a section 'Modelos de impressão' with a dropdown menu showing 'Padrão'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Imprimir'. The 'Imprimir' button is highlighted with a red box.


- Para imprimir apenas uma história, clique no ícone Imprimir na história selecionada.

This is a close-up screenshot of a record entry from the history list. It shows the date and time '18/03/2024 (13:30) por Testes Manager' and the title 'Teste ManagerTeste'. A red arrow points to the printer icon on the right side of the entry.

Para imprimir a história, precisa ter um modelo de impressão já configurado.

[Clique aqui](#) para ser direcionada(o) a página deste cadastro.


Para salvar em seus arquivos, após clicar em Imprimir, selecione a opção Salvar como PDF e defina a pasta de destino. Caso precise enviar a história por e-mail ou WhatsApp, basta selecioná-la em seus arquivos e enviar para destino selecionado.




Filtros

Através do botão Filtros busca-se a história por assunto ou data.


Clique no botão Filtros.



Filtrar por conteúdo ou por Data.




O botão Ocultar, oculta o campo para pesquisa.




Histórico de Atendimentos

Aqui ficam registrados todos os atendimentos, clique no ícone em destaque para visualizar o histórico de atendimentos deste paciente.




Notas


Aqui se registra uma nota, clicar no botão em destaque.



Escrever a nota pública ou privada e Salvar.




O botão Nota fica da cor vermelha quando há uma notificação.



[Tele Consulta](#) - [Memed Receituário Digital](#) - Login CRM-SC

Para acessar estas funcionalidades, basta selecionar um dos itens do menu em destaque.




- Teleconsulta: armazena o histórico de Teleconsultas realizadas.
- [Memed Receituário Digital](#): prescreve receitas digitais.
- Login CRM.

Documentos Digitalizados e Imagens do Atendimento

Visualiza os documentos e imagens inseridos no atendimento e também importa novos documentos e imagens.




Dados do Paciente

No ícone  expande todos os dados cadastrais do paciente.



Dados registrados no cadastro do paciente.



Nome social: PACIENTE WEB

Nome PACIENTE WEB

Protocolo: 35

Gênero: Feminino

Data de nascimento: 01/01/20

Idade: 22 anos

CPF:

CONTATO

Telefone: 4

E-mail: @gmail.com

ENDEREÇO:

Revision #1

Created 5 September 2024 09:45:20 by Wagner Machado

Updated 5 September 2024 09:48:25 by Wagner Machado