

Aba Solicitações

Por meio desta aba, o médico faz solicitação exames, emite atestados e também pode criar modelos de solicitações de sua preferência.

Para isso clique em Novo registro.

←

Prontuário

Notas

03/04/2024 | Manager Systems | PARTICULAR | CONSULTA | Marcado

→ Iniciar atendimento

Documentos digitalizados

Imagens do atendimento

MANAGER 1

▼

←

HISTÓRIA/ANAMNESE

ASSISTENTE SOCIAL

CID's

CIRURGIA

DIAGNÓSTICOS

EVOLUÇÃO

EXAME FÍSICO

LAUDOS ANTIGOS

MEDICAÇÃO

PARECERES

PSICOLOGIA

QUEIXA

RECEITA

RESUMO

SOLICITAÇÕES

Teleconsulta

VACINAS

SOLICITAÇÕES

Filtros

Novo registro

Nenhum registro foi encontrado.

Edite a solicitação, use as ferramentas de edição caso julgue necessário, clique em **Salvar** para salvar definitivamente ou em **Salvar parcial**, que mantém em aberto pra editar posteriormente.

Prontuário

Notas

03/04/2024 | Manager Systems | PARTICULAR | CONSULTA | Mercado

Iniciar atendimento

Documentos digitalizados

Imagens do atendimento

MANAGER 1

HISTÓRIA/ANAMNESE

ASSISTENTE SOCIAL

CID's

CIRURGIA

DIAGNÓSTICOS

EVOLUÇÃO

EXAME FÍSICO

LAUDOS ANTIGOS

MEDICAÇÃO

PARECERES

PSICOLOGIA

QUEIXA

RECEITA

RESUMO

SOLICITAÇÕES

Teleconsulta

VACINAS

SOLICITAÇÕES

Edite aqui...

Página 1 de 1

Modelos

Histórico de Solicitações e Exames

Pesquisar modelo

Pesquisa

Visualizar

Inserir

ACADEMIA SIM

ACOMPANHANTE

ATESTADO


Atestado Academia

Atestado atividade física - apto

Atestado atividade física - inapto


Atestado aulas - inapto


Ferramentas de edição de texto.



Voltar: Volta e sai do editor de texto.




Caso prefira, use o **Gravador**, grave o áudio e **Transcreva** no editor de texto, para isso, basta clicar no ícone gravador  e depois transcrever.




Filtros

Clicando em Filtros, o sistema faz a busca do parecer por conteúdo ou data.





Adicionando Modelos


Caso prefira adicionar um modelo de solicitação ou atestado, informe os dados no editor e clique em Salvar como modelo.





Insira o nome do modelo e clique em Gravar.





 Salvar novo modelo 

Insira o nome do modelo:

TRATAMENTO DE 90 DIAS 

 Cancelar  Gravar



Note que o novo modelo já está disponível em Modelos, use a pesquisa para selecioná-lo e clicar sobre o modelo para inserir na área de edição.


 Salvar como modelo  Voltar  Salvar parcial  Salvar

Modelos Histórico de Solicitações e Exames


Pesquisar modelo


Trata

 Visualizar  Inserir



TRATAMENTO 90 DIAS 

TRATAMENTO DE 90 DIAS


Para imprimir, clique no ícone  Impressora.

 03/04/2024 (16:13) por Testes Manager


Modelo para tratamento de...

Selecione um dos Modelos de impressão e Imprimir.



Defina os parâmetros para impressão e clique em Imprimir.

Para editar, clique no ícone  Editar. Lembre-se que só é possível editar as informações quando o conteúdo for Salvo parcialmente.

Revision #1

Created 5 September 2024 10:32:35 by Wagner Machado

Updated 5 September 2024 10:33:23 by Wagner Machado