


Central de Laudos

1- Central de Laudos - Editor de Imagens

Agora é possível inserir a imagem editada diretamente no editor de laudos. Ao acessar o editor de laudos e selecionar a opção **“Editar imagem”**, o editor de imagens será aberto automaticamente. Para adicionar uma imagem, basta clicar no botão localizado no canto superior esquerdo ou utilizar a opção **“Pesquisar”** para localizar o arquivo desejado. Após selecionar a imagem, você poderá realizar as edições necessárias e inseri-la diretamente no laudo.



2- Central de Laudos - Visualizar Imagens em Outro Monitor


Agora é possível abrir o visualizador de imagens do PACS em um segundo monitor. Com essa funcionalidade, o usuário pode visualizar as imagens em uma tela adicional, proporcionando mais espaço de trabalho e facilitando a análise simultânea das imagens e do laudo. Isso contribui para maior agilidade e conforto durante a utilização do sistema.

The screenshot displays a web application interface for a medical reporting system. A security dialog box is overlaid on the page, asking for permission to manage windows on all displays. The dialog box has two buttons: "Allow" and "Block". A blue arrow points from the "Allow" button to the image icon in the table below. The table lists reports with columns for "Ações", "Data", "Hora", and "Situação".

	Ações	Data	Hora	Situação
<input type="checkbox"/>		20/02/2026	13:00	SEM LAUDO
<input type="checkbox"/>		18/02/2026	11:00	SEM LAUDO
<input type="checkbox"/>		09/02/2026	14:00	CORREÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>		05/02/2026	17:20	PRONTO
<input type="checkbox"/>		05/02/2026	15:15	PRONTO
<input type="checkbox"/>		05/02/2026	13:15	PRONTO

3 - Editor de Laudos - Inclusão Manual de Imagens

Agora, o médico pode inserir imagens diretamente no sistema por meio de um novo botão disponibilizado para essa funcionalidade. Com isso, torna-se possível adicionar imagens de forma rápida e prática durante a elaboração do laudo.



Revision #21

Created 2 March 2026 12:29:09 by Lucas Poliseli

Updated 1 April 2026 16:23:50 by Carla Gois