

Aba Evolução

Esta aba é utilizada para preencher toda a evolução do paciente – durante o tratamento.

Clique em Novo registro para iniciar a edição.




Digite a evolução e clique em Salvar ou Salvar parcial.




O botão Voltar, fecha o editor volta para a aba.




Ferramentas de edição de texto.



Caso prefira gravar com voz e transcrever, clique no ícone Gravador, grave e transcreva o áudio para área de edição.




Editar ou Copiar dados de uma evolução anterior, basta clicar no ícone Editar ou Copiar




Filtros

Através do botão Filtros busca-se a evolução por assunto ou data.

Clique no botão Filtros



Filtrar por assunto ou Data.



O botão Ocultar, oculta o campo da pesquisa.



Revision #1
Created 2024-09-05 09:52:59 UTC by Wagner Machado
Updated 2024-09-05 09:54:00 UTC by Wagner Machado